# 文件格式说明

Mar 5, 2020

## 文件格式

我们将数据储存在<u>HDF5</u>文件中,其中有三个表: ParticleTruth每个事例中粒子的初始位置沉积能量和粒子种类; Waveform保存波形信息; PETruth保存每个光子的击中时间。每个表都有对应的事例编号或通道编号,如下所示。

### **ParticleTruth**

EventID(int64)	x(float32)	y(float32)	z(float32)	E(float32)	Type(int16)
1	0	0	0	1	0
2	0	0	0	9	1
3	0	0	0	9	1


## Waveform

EventID(int64)	ChannelID(int16)	Waveform(int16[1029])
1	0	977,973,,972
1	1	973,974,,975
1	2	973,973,,974

### **PETruth**

EventID(int64)	ChannelID(int16)	PETime(int16)
1	0	267
1	0	285
1	0	288

使用HDFView打开数据文件,可以查看文件的大致结构



#### 数据文件结构

另外我们也提供了ChannelID所对应的PMT的位置的txt文件,大致如下

```
PMT_Position.txt - 记事本
                                                                                  ×
 文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
  File:
         ./PMT_Position_1ton.xml
IO Block: 2097152 regular file
Position data:
        428
                139
                         700
8
16
24
                         700
        Û
                 451
                139
                         700
        -428
        -265
                 -364
                         700
                -364
        265
                         700
        796
                0
                         245
17
25
2
10
18
26
3
                 467
                         245
        644
        245
        -245
                756
                         245
        -644
-796
                 467
                         245
                0
                         245
        -644
                 -467
                -756
        -245
                         245
11
19
27
4
        245
                -756
                         245
                -467
                         245
        644
                         -245
                467
        644
                         -245
12
20
28
5
13
21
29
6
                756
756
        245
                         -245
         -245
                         -245
        -644
                 467
                         -245
        -796
                0
                         -245
                -467
        -644
                         -245
        -245
                -756
                         -245
        245
                         -245
        644
                 -467
                         -245
14
22
23
                         -700
        428
                139
        0
                 451
                         -700
        -428
                139
                         -700
        -265
                 -364
                        -700
15
                -364
                        -700
        265
                                      第1行,第1列 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

ChannelID所对应的PMT位置

其中每一列的具体含义如下

#### **PMT Position**

ChannelID	x(mm)	y(mm)	z(mm)
0	428	139	700
8	0	451	700
16	-428	139	700

## 读取文件示例

## **Python**

利用Python的 pytables 模块

pip install tables


如果出现下载过慢的问题,可以更改pip配置,改为国内资源

#### pip配置国内资源

我们可以方便地读取hdf5文件。

```
import tables
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
# Read hdf5 file
filename = "test.h5"
h5file = tables.open_file(filename, "r")
waveformTable = h5file.root.waveform
entry = 0
EventId = WaveformTable[entry]['EventID']
ChannelId = WaveformTable[entry]['ChannelID']
waveform = waveformTable[entry]['waveform']
minpoint = min(Waveform)
maxpoint = max(Waveform)
PETruthTable = h5file.root.PETruth
PETime = [x['PETime'] for x in PETruthTable.iterrows() if x['EventID'] ==
EventId and x['ChannelID']==ChannelId]
print(PETime)
plt.plot(Waveform)
plt.xlabel('Time [ns]')
plt.ylabel('Voltage [ADC]')
for time in PETime:
    plt.vlines(time, minpoint, maxpoint, 'r')
plt.title("Entry %d, Event %d, Channel %d" % (entry, EventId, ChannelId))
plt.show()
h5file.close()
```

这段程序将Waveform表中的第一个记录读取,并在PETruth表中取出对应的光电子到达时间,将其画出。得到的图像为



波形和击中时间的示例图

#### **C++**

HDF5原生库提供了C/C++的支持。编译安装HDF5库后指定头文件目录和库即可编译下面的示例代码 g++ -std=c++11 -o test -I/usr/local/hdf5/include/ ReadExample.cpp -lhdf5 -lhdf5\_hl

```
#include "hdf5.h"
#include "hdf5_hl.h"
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr size_t nWindowSize = 1029;
constexpr size_t nFields = 3;
struct WaveformData
    long long EventID;
    short ChannelID;
    short Waveform[nWindowSize];
};
int main()
{
    WaveformData wf_buf;
    /* Calculate the size and the offsets of our struct members in memory */
    size_t dst_size = sizeof(WaveformData);
    size_t dst_offset[nFields] = { HOFFSET( WaveformData, EventID ),
        HOFFSET( WaveformData, ChannelID ),
        HOFFSET( WaveformData, Waveform )
    };
    size_t dst_sizes[nFields] = { sizeof(wf_buf.EventID),
```

```
sizeof(wf_buf.ChannelID),
    sizeof(wf_buf.Waveform)
};

hid_t file_id = H5Fopen( "test.h5", H5F_ACC_RDONLY, H5P_DEFAULT);
hid_t group_id = H5Gopen(file_id, "/", H5P_DEFAULT);
H5TBread_records( group_id, "Waveform", 0, 1, dst_size, dst_offset,
dst_sizes, &wf_buf);
for(int i=0; i<nwindowsize; i++)
    cout<<wf_buf.Waveform[i]<<", ";
cout<<endl;
H5Fclose( file_id );
return 0;
}'</pre>
```

这段程序读取了Waveform表中的第一条记录,并把波形数值打印了出来。